

Lese-TV Acrobat LCD

Handy Tech Norge AS

HMS-nr. kamera: 194379
HMS-nr. sokkel/skjerm: 194365 (19")
HMS-nr. oppgrad. sokkel: 194363 (22")
194364 (24")

Dette er en lese-TV som kan mer enn å forstørret tekst ved lesing. Den er utmerket som "speil" ved egenpleie, til å se på en tavle (se bildet) og som hjelpemiddel ved håndarbeid.

Acrobat LCD er i tillegg bærbar, og leveres med trillekoffert. Lett å pakke ned, lett å pakke opp.

Kamera kan roteres 340°, har autofokus og forstørrer opp til 65x. Skjermen har sju visning modi og linjemarkering ved lesing.

Enheten har fjernkontroll. Kan brukes sammen med PC. Tre skjermvalg mulig: 19", 22" eller 24".

Acrobat LCD har løst kamera, og er prisforhandlet om tilbehør til Acrobat VGA Long Arm, vinneren i post 6.



Handy Tech Norge AS

Sporveisgata 10
2. etasje
0354 Oslo

Telefon: 23 25 30 90
Telefaks: 23 25 30 91
E-post: post@handytech.no
Org.nr. 979417330

HANDY TECH NORGE

Andre produkter	Forstørrende videosystem
	<p>Acrobat LCD</p> <p>Leveres med skjermer 19", 22" og 24". Samme kamera som Acrobat VGA Long Arm. Portable—leveres med trillekoffert.</p>
	<p>Acrobat VGA Long Arm</p> <p>Kobles til ekstern skjerm. Samme kamera som Acrobat LCD. Portabel—leveres med bæreseske.</p>
	<p>Merlin Elite</p> <p>Lese-TV med HD skjerm og OCR, eller tekst-til-tale. Fast XY-bord.</p>
	<p>DaVinci</p> <p>Moderne lese-TV med nær, mellom- og fjernkamera. HD skjerm og OCR, eller tekst-til-tale. DaVinci kan også leveres med fast XY-bord.</p>
	<p>Merlin Plus Base</p> <p>Allsidig lese-TV som kobles til ekstern skjerm og/eller PC. Ment til profesjonelt bruk.</p>
	<p>Transformer</p> <p>Bærbar lese-TV som brukes sammen med PC. Nær-, mellom- og fjernkamera. Ideell for bruk på skole og sammen med bærbart utstyr på jobb.</p>
	<p>Amigo</p> <p>Elektronisk lupe med 7 ulike visningsmodi, frysfunksjon og fire forstørrelsesnivå. Bærbar, leveres med bæreseske og ekstra batteri og ekstern lader</p>
	<p>Merlin HD</p> <p>Klassisk lese-TV med fast XY-bord, mange farge- og kontrastvalg, stort spenn på forstørring, og meget enkel betjening.</p>
	<p>Pebble elektroniske luper</p> <p>Pebble 3,5", Pebble 4,3" og Pebble Mini. Alle leveres med bæreseske/etui.</p>