

Leselist Basic Braille

Handy Tech Norge AS

Basic Braille er en nye serie leselister med flate celler. Serien består av 6 leselister fra 20 punkts til 80 punkts:

Leselistene kan brukes sammen med alle store skjermlesere, så som Window-Eyes, Jaws, Supernova, og NVDA.


De kobles til PC via USB eller blåtann, og er ellers meget enkle å bruke.

HMS-nr.:	USB	USB/Blåtann
Basic Braille 20 tegn	194344	194343
Basic Braille 32 tegn	194349	194348
Basic Braille 40 tegn	194347	194353
Basic Braille 48 tegn	194353	194352
Basic Braille 64 tegn	194357	194356
Basic Braille 80 tegn	194360	194359

Blå er den, som de flest Handy Tech lister, og kassen er av børstet stål. Alle leveres med etui av solid stoff.

Med velkjent Handy Tech funksjonalitet er disse ment som et alternativ til våre konkave leselister:

Når en bruker prøver lister hos oss skal han/hun alltid finne noe som passer!




Handy Tech Norge AS

Postboks 626
1411 Kolbotn

Telefon: 23 25 30 90
E-post: post@htn.no
www.htn.no
Org.nr. 979417330

HANDY TECH NORGE

Leselister




Basic Braille 64

En leselist i serien Basic Braille. Serien består av leselister med 20, 32, 40, 48, 64 og 80 tegn. Leselistene har flate punktceller.




Easy Braille 40

Leselist med 40 konkave punktceller.



Active Braille 40

Leselist med 40 konkave celler




Modular Evolution punkttastatur

Kan brukes som frittstående punkttastatur, eller som en modul på leselistene Modular Evolution 56, 64 og 88



Modular Evolution 64 punkttastatur

64 tegns leselist med punkttastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur. Leveres også som 56 punkts leselist.



Modular Evolution 88 punkttastatur

88 tegns leselist med punkt-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur.



Modular Evolution 64 Standard

64 tegns leselist med Query-tastaturcv og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur. Leveres også som 56 punkts leselist.



Modular Evolution 88 Standard

88 tegns leselist med Query-tastaturcv og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur.



Braille Star 40

Leveres også som 80 tegns. (Tastatur medfølger ikke)